



Die neuen Veratox[®] VIP ELISA Allergenkits

Ist Ihr Allergentest hitzebeständig?

Der neue Veratox VIP – einer der robustesten ELISA-Allergentests auf dem Markt. Veratox VIP, der genauso einfach in der Anwendung wie die Veratox Standardallergentests, jedoch wesentlich empfindlicher ist, ermöglicht den Nachweis extrem niedriger Zielallergenkonzentrationen in verschiedenen Proben, darunter hitzebehandelte und komplexe Proben – mit Ergebnissen in nur 30 Minuten. Darüber hinaus bietet Neogen Machbarkeitsstudien für Probenmatrices, um Ihnen die Vorarbeit abzunehmen.

Veratox VIP. Entdecken Sie den Unterschied.

Sensitivität

Unsere hochempfindlichen Tests sind bis zu minimalen Konzentrationen von 0,15 ppm Zielprotein quantifizierbar und haben bei verschiedensten Lebensmittelmatrices keine Kreuzreaktivität gezeigt.

Schnellere Ergebnisse

Ergebnisse in 30 Minuten im Vergleich zu anderen Kits, die 60 Minuten oder auch länger benötigen. Veratox VIP schenkt Ihnen eine halbe Stunde, die Sie besser nutzen können!

Hitzebehandelte Proben

Veratox VIP eignet sich für verschiedenste Lebensmittel, insbesondere hochverarbeitete, hitzebehandelte Proben oder andere komplexe Matrices.

In puncto Allergentests sind wir Innovationsmeister. Unsere Veratox Improvement Platform (VIP) ELISA-Kits sind die Krönung einer langen und bewährten Reihe erfolgreicher ELISA-Allergentests. Erleben Sie Innovation in Aktion mit Veratox VIP.

Erdnuss	Veratox VIP	Veratox	Neogen Protein ELISA
Bereich	0,25 - 5 ppm	0,65 - 5 ppm	2 - 54 ppm
Ergebnis in	30 Minuten	30 Minuten	50 Minuten
Verlässlicher Nachweis in verarbeiteten Lebensmitteln	Ja	Nein	Nein



Walnuss	Veratox VIP	Veratox	Neogen Protein ELISA
Bereich	0,15 - 3,75 ppm	2 - 54 ppm	0,4 - 20 ppm
Ergebnis in	30 Minuten	50 Minuten	75 Minuten
Verlässlicher Nachweis in verarbeiteten Lebensmitteln	Ja	Nein	Nein



Cashewnuss	Veratox VIP	Neogen Protein ELISA
Bereich	0,2 - 5 ppm	0,9 - 24 ppm
Ergebnis in	30 Minuten	50 Minuten
Verlässlicher Nachweis in verarbeiteten Lebensmitteln	Ja	Nein



Entdecken Sie unsere Veratox VIP Produktlinie.

Beschreibung	Best. Nr.	Artikel-Nr.	Inhalt
Veratox VIP für Erdnuss	700002570	8430M	48-Well-Kit
Veratox VIP für Walnuss	700002601	8550	48-Well-Kit
Veratox VIP für Cashewnuss	700002605	8570	48-Well-Kit

